
Subject: OK button zurücksetzen - Boolean control has a latch mechanical action

Posted by [Dominik Wöll](#) on Mon, 17 May 2004 20:38:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Forum,

irgendwie scheine ich der einzige zu sein, der hier im Moment technische Fragen zu LabVIEW hat

Mein momentanes Problem ist folgendes:

Ich habe einen OK button. Wenn ich diesen das erste mal drücke soll eine Aktion durchgeführt werden. Danach soll gewartet werden, bis ich den GLEICHEN button nochmals drücke, worauf die nächste Aktion folgt.

Ich habe probiert den OK button mit einem Property node -> value = true zurückzusetzen. Dann bekomme ich aber die Fehlermeldung

"LabVIEW: When a Boolean control has a latch mechanical action, you cannot use the Value property to read or write its value."

Was kann ich tun?

P.S.: Um das Problem zu verdeutlichen habe ich ein kleines Beispiel erstellt, welches sich im attachment befindet.

File Attachments

1) [OK button zurücksetzen.vi](#) , downloaded 665 times
