

---

Subject: Re: Automatische Ausführung und Bearbeitung sperren  
Posted by [Heinrich Eidloth](#) on Fri, 05 Sep 2008 06:03:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Jonas,

zuerst mal Entschuldigung für die engl. Ausdrücke, aber ich arbeite mit der engl. Version von LabVIEW (mit der deutschen Version kenne ich mich nicht aus ).

Das automatische Ausführen von VIs kann man unter den VI-Eigenschaften einstellen:  
VI-Properties -> Execution -> Custom -> run when opened

Änderungen von Bedienelementen kann man verhindern wenn das Bedienelement gesperrt ist: Control-Property -> Disabled .

Das Ausblenden der Menüleiste geschieht ebenfalls über die VI-Eigenschaften:  
VI-Properties -> Window Appearance -> Customize -> show menu bar.

Das Ganze ist aber statisch. Einmal so eingestellt, bleibt das auch so.

Wenn das Ganze dynamisch sein soll, mußt du zur Laufzeit die Referenzen von deinem Haupt-VI und deinen Bedienelementen sammeln, und dann über die entspr. Properties (Eigenschaftsknoten?) einstellen.

Gruß  
Heinrich

---